

Votre contact commercial

## interscience dans le monde

### PARIS

Tél. : +33 (0)1 34 62 62 61 - Email : info@interscience.com

### FRANCFORT

Tél. : +49 611 7238 7770 - Email : info@interscience.com

### BOSTON

Tél. : +1 781 937 0007 - Email : sales.usa@intersciencelab.com

### SHANGHAI

Tél. : +86 (0)21-64739390 - Email : sales.china@interscience.com

### SINGAPOUR

Tél. : +65 6977 7232 - E-mail : sales.asia@interscience.com

FR

Anabac\_B\_0424. Les visuels et informations dans cette brochure ne sont pas contractuels. Chinet® Chinet® SanifEcod, Chinet® Anti-algès sont des marques déposées. INTERSCIENCE se réserve le droit de changer ou d'améliorer les spécifications de ses produits sans préavis. Veuillez consulter le site internet [www.interscience.com](http://www.interscience.com) pour plus d'informations. RCS 950 356 220 Versailles. INTERSCIENCE SARL F78860.

# Anabac®

Déodorant pour autoclave



interscience

# Donnez de l'air à votre Labo !

Les laboratoires sont très soucieux de l'hygiène et de la propreté des locaux. Essayer **Anabac®**, déodorant autoclave, pour imprégner d'une touche parfumée votre laboratoire. **Anabac®**, déodorant autoclave, vous apporte la touche finale et discrète, le raffinement de la propreté.

## Classic



Fragrance d'eucalyptus

Ref 320 100



## Poma



Fragrance de pomme verte

Ref 320 200



## Citrus



Fragrance de citron

Ref 320 300




## Peach




Fragrance de pêche


Ref 320 500



Lors de la stérilisation d'échantillons, une odeur nauséabonde peut se dégager de l'autoclave.



Pour y remédier, déposez une gélule (ou 2 si l'odeur est très forte) dans l'eau au fond de l'autoclave ou dans un béccher d'eau (autoclave à vapeur).



Après un cycle de stérilisation, la capsule fond et neutralise l'odeur en dégageant un agréable parfum.

## Avantages

- Confort de travail
- Compatible tout autoclave
- Sans effet sur l'autoclavage
- Parfum agréable
- Biodégradable

## Applications

- Pour tout type d'autoclave

## Specifications

- Flacon de 100 gélules
- Masse du flacon : 160 g
- 4 fragrances : - Classic (réf: 320 100)  
- Poma (réf: 320 200)  
- Citrus (réf: 320 300)  
- Peach (réf: 320 500)